



QR: Com a sua câmera ou leitor de códigos de barras, você pode baixar a versão digital em PDF.



EQUIPE DO RESCUE - IMOBILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Talas a vácuo kit com 3 peças

MODOS DE USAR

- As talas a vácuo permitem envolver o membro afetado na posição em que se encontra, moldando a tala. Uma vez posicionada, o ar é removido com a bomba de vácuo e as microesferas são compactadas e a tala endurece, obtendo um efeito rígido sem comprimir o membro lesionado.

DESENHO E MATERIAIS

- Confeccionados em PVC com malha de poliéster de alta tenacidade, translúcidos aos raios X, impermeáveis e laváveis, são preenchidos com microesferas perolizadas compactáveis que permitem, através do vácuo, fixar o membro a ser imobilizado de forma eficaz e rápida.

ACESSÓRIOS

- Os kits são entregues com uma bomba de vácuo e uma bolsa de transporte.

TAMANHOS

- Existem três tamanhos diferentes identificados por cores, para se adaptar às diferentes extremidades e idade do paciente, e podem ser usados em diferentes combinações para cobrir todos os espectros de tamanho que o socorrista possa encontrar.

- As válvulas de insuflação e vácuo possuem filtro para evitar que as microesferas escapem; Seu design permite que sejam operados com uma mão.

- Também é fabricado um colchão para imobilização total do paciente, da cabeça aos pés, combinado com pranchas ou macas de cesta de resgate.

**Bomba
de vácuo****Bolsa de
transporte**