

Imobilizador lateral de cabeça

MODOS DE USAR

O imobilizador de cabeça lateral é usado em conjunto com a mesa vertebral. Seu principal objetivo é evitar movimentos laterais da cabeça, possibilitando o transporte do paciente sem risco de agravamento das lesões cervicais.

DESENHO E MATERIAIS

- O produto possui forro de espuma de poliuretano que enrijece e dá volume ao objeto, este material pode ser removido através dos fechos laterais das capas de poliéster revestidas, facilitando a limpeza e lavagem individualmente.
- A fixação é feita por meio de fitas fivelas de polipropileno e acetal, que permitem fixe na mesa do ráquis e regule a pressão sobre a cabeça.

