



Cintas de sujeción

USOS:

- Utilización en conjunto con tablas raquis.
- Inmovilización del paciente para traslados.

DISEÑO Y MATERIALES

- Codificación por colores para asegurar la correcta colocación del sistema.
- Permite la regulación de la distancia entre puntos de anclaje, como así también del ajuste sobre el cuerpo.
- Fabricadas en polipropileno pesado de 50 mm de ancho con velcro.
- Extremo tipo lazo, para sacar y poner con facilidad.
- Traslúcidos a Rayos X, permiten diagnósticos por imágenes sin retirar los elementos de inmovilización.



Escaneá el QR y
encuentra más
información sobre
nuestro producto.