

Fitas de fixação

MODOS DE USAR

Este elemento foi criado para ser utilizado em conjunto com as mesas espinhais, pois permitem a imobilização do paciente para transferência.

O código de cores garante o posicionamento correto do sistema. Permite a regulagem da distância entre os pontos de ancoragem, bem como o ajuste no corpo.

DESENHO E MATERIAIS

As fitas são feitas de polipropileno pesado com 50 mm de espessura, ampla com velcro para ajuste rápido. Extremidade tipo loop, para tire e coloque facilmente.

Esses elementos são translúcidos aos raios X, o que permite Diagnóstico por imagem sem retirar elementos de imobilização, reduzindo as chances de lesões pós-traumáticas.

