

# Colete de extração pediátrico

## MODOS DE USAR

O colete de desencarceramento pediátrico tem as mesmas características funcionais e de uso do colete adulto, mas adaptado à necessidade de desembarçar pacientes pediátricos em quartos e espaços confinados. Em acidentes de trânsito é comum que menores de idade e bebês viajem como acompanhantes, por isso foi desenvolvido um produto adequado à morfologia de menor constituição física, adaptando-se aos assentos de novos modelos de automóveis, facilitando muito a colocação e instalação.

## DESENHO E MATERIAIS

Composto por uma estrutura anatômica principal construída em material de madeira de baleia. É feito de tecidos de poliéster resistentes a líquidos, é totalmente translúcido para RX e vem com almofadas de cabeça e uma bolsa de armazenamento e transporte.

Os pontos fortes do produto são a capacidade de fornecer o máximo suporte à coluna, pescoço e cabeça durante a extração, restringindo seus movimentos em conjunto com o tronco, minimizando assim possíveis lesões, o que torna o colete de desencarceramento um elemento essencial devido à sua funcionalidade e facilidade de remoção transporte.

As pesadas cintas de polipropileno utilizadas estão localizadas na parte externa e são contínuas, fazendo com que todas as cintas funcionem como um arnês ao segurar o paciente, evitando rupturas e proporcionando a máxima segurança ao carregar e transportar o paciente com suas três alças.



## FITAS

3 frontais com código de cores

2 virilha

2 de cabeças