

Set de férulas de vacío

3 piezas con bolso y bomba de vacío.

USOS

- Las férulas de vacío permiten envolver el miembro afectado en la posición que se encuentre moldeando la férula, una vez posicionada, con la bomba de vacío se quita el aire y las microesferas se compactan y se endurece la férula, logrando un efecto rígido sin comprimir el miembro lesionado.

DISEÑO Y MATERIALES

- Fabricadas en PVC con malla poliéster de alta tenacidad, translúcidas a los rayos X, impermeable y lavable, están rellenas con micro esferas perladas compactables que permiten, mediante el vacío, asegurar el miembro que se desee inmovilizar de manera eficaz y rápida.

ACCESORIOS

- Los kit se entregan con una bomba de vacío y un bolso para transporte.

TAMAÑOS

- Existen tres tamaños diferentes identificados por color, para adaptarse a las distintas extremidades, y edad del paciente, pudiendo utilizarse en diferentes combinaciones para cubrir todos los espectros de tallas con los que el rescatista puede encontrarse.

- Las válvulas de inflado y vacío poseen filtro para evitar la salida de la microesferas; su diseño permite accionarlas con una sola mano.

- También se fabrica un colchón para inmovilización total del paciente, de cabeza a pies, combinándose con tablas raquis o camillas canasto de rescate.

**Bomba de vacío****Bolso para transporte**