



TAMAÑO CHICO		TAMAÑO MEDIANO		TAMAÑO GRANDE	
Superior	46 cm	Superior	47 cm	Superior	60 cm
Inferior	30 cm	Inferior	30 cm	Inferior	30 cm
Alto	55 cm	Alto	70 cm	Alto	110 cm



Bomba de vacío



Bolso de transporte

Set de férulas de vacío 3 piezas con bolso y bomba de vacío.



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- Permiten envolver el miembro afectado en la posición que se encuentre, moldeando la férula.
- Una vez posicionada, con la bomba de vacío se quita el aire y las microesferas se compactan y se endurece la férula, logrando un efecto rígido sin comprimir el miembro lesionado.

DISEÑO Y MATERIALES

- Tres tamaños diferentes identificados por color, para adaptarse a las distintas extremidades y edad del paciente.
- PVC con malla poliéster de alta tenacidad.
- Traslúcidas a los rayos X, impermeables y lavables.
- Relleno con microesferas perladas compactables.
- Filtro en las válvulas de inflado y vacío para evitar la salida de las microesferas.

ACCESORIOS

- Bomba de vacío y un bolso para transporte.
- Puede fabricarse colchón para inmovilización total del paciente, combinándose con tablas raquis o camillas canasto de rescate.