

# Inmovilizador pediátrico

## USOS

Su uso simplifica en pacientes pediátricos la inmovilización de todo el cuerpo, combinando en un solo producto: tabla raquis, spider e inmovilizadores laterales de cabeza. Todo esto armado como un conjunto, facilita el transporte y da seguridad al paciente.

## DISEÑO Y MATERIALES

Pensado y adaptado ergonómicamente a pacientes pediátricos, este inmovilizador es un sistema integral que posee un exterior de poliéster recubierto removible para su limpieza, 5 manijas para facilitar su transporte, 4 cintos de sujeción para inmovilizar al paciente y dos inmovilizadores laterales en el sector de la cabeza también removibles (incluidos), con relleno de poliuretano.

A los pacientes sólo se les debe colocar el collar cervical antes de posicionarlos en este inmovilizador, puesto que la función del collar es irremplazable e imprescindible.

## MEDIDAS

|            |          |
|------------|----------|
| Peso total | Longitud |
| 4 kg.      | 1200 mm. |

