



QR: Com a sua câmera ou leitor de códigos de barras, você pode baixar a versão digital em PDF.



EQUIPE DO RESCUE - IMOBILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Imobilizador pediátrico

MODOS DE USAR

Seu uso simplifica a imobilização de todo o corpo em pacientes pediátricos, reunindo em um único produto: imobilizadores de prancha rígida, spider e cabeça lateral. Tudo isso montado em conjunto, facilita o transporte e dá segurança ao paciente.

DESENHO E MATERIAIS

Concebido e ergonomicamente adaptado aos pacientes pediátricos, este imobilizador é um sistema integral que possui exterior em poliéster revestido removível para limpeza, 5 alças para facilitar o transporte, 4 cintas de contenção para imobilizar o paciente e dois imobilizadores laterais no setor da cabeça também removíveis (incluído), com estofamento de poliuretano.

Os pacientes só devem ser colocados com o colar cervical antes de serem posicionados neste imobilizador, pois a função do colar é insubstituível e essencial.

MEDIDAS

Peso total	Comprimento
4 kg.	1200 mm.

