



QR: Com a sua câmera ou leitor de códigos de barras, você pode baixar a versão digital em PDF.

EQUIPE DO RESCUE - **IMOBILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA**

Maca plástica adulto

MODOS DE USAR

A Plastic Spine Board é um dos produtos imprescindíveis na hora de trabalhar em acidentes e transferências de vítimas, pois é a forma mais eficaz de imobilizar a coluna vertebral e conseguir um transporte seguro.

O paciente preso na Spine Board plástica com colar cervical, imobilizador de cabeça lateral e aranha pode ser colocado em qualquer posição, seja vertical, horizontal ou invertida, o que permite o transporte em escadas e em acessos difíceis.

DESENHO E MATERIAIS

Com seu baixo peso e material de construção, atende aos requisitos de resgate devido à facilidade de transporte, implantação e limpeza.

Com um comprimento de 182 cm. e 42cm. de largura, a Mesa Rachis, feita de HDPE, resulta em uma ótima relação peso (7,5 kg) e resistência (até 170 kg).

Possui 10 alças perimetrais para facilitar a manutenção de posições para levantamento e transporte de acordo com o número de pessoal destinado a transportar o paciente. Por sua vez, existem anhuras para a passagem da aranha e correias imobilizador de cabeça lateral, conseguindo um configuração final que garante a posição centrada e firme do paciente e reduz a quantidade de movimentos livres que podem gerar lesões.

Este sistema tipo aranha pode ser usado em qualquer tipo de mesa de ráquis e em macas de resgate tipo cesta.

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	Largo
182 cm.	42 cm.




Tabla Raquis con Spider colocado

